


INSTRUCȚIUNI PENTRU COLECTAREA PROBEI DE SCAUN PENTRU TESTAREA SÂNGELUI OCULT



1. La farmacie va este dat un kit format dintr-o eprubetă și o pungă de plastic.

Verificați dacă eprubeta NU a expirat! *Data este scrisă sub imaginea clepsidrei.*

Dacă eprubeta a expirat, nu o utilizați și cereți alta în schimb.



2. Mai întâi este necesar să se colecteze o probă de scaun într-un recipient curat și uscat (de exemplu, farfurie de plastic).

Deschideți eprubeta, având grijă să nu vărsați lichidul din interior.





3. Introduceți bastonul în diferite părți ale probei de scaun (sunt suficiente 3-4 puncte).

Este suficient ca bățul să devină "murdar" cu material fecal.



4. Introduceți bățul înapoi în eprubeta, având grijă să nu murdăriți exteriorul.



5. Închideți eprubeta aplicând o presiune ușoară pe capac. **Verificați dacă eprubeta este bine închis.**

6. Puneți eprubeta în plicul corespunzător și **păstrați-o în frigider până când este returnată, ceea ce trebuie să aibă loc în termen de 48 de ore de la colectarea scaunului.**

VĂ REAMINTIM CĂ:

1. Nu este necesar să urmați o anumită dietă înainte de colectarea scaunului.
2. Prelevarea de probe din scaun nu trebuie efectuată în timpul perioadei menstruale.
3. Dacă aveți sângerări vizibile din colon, discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a vă testa.
4. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați centrul de verificare a siguranței la datele de contact indicate în scrisoarea de invitație.