

INSTRUCTIONS POUR LE PRÉLÈVEMENT DE L'ÉCHANTILLON DE FECES POUR LA DÉTECTION DU SANG OCCULTE

1. à la pharmacie, on vous a remis un kit composé d'un tube à essai et d'un sac en plastique.

Vérifiez que votre tube è avec date validè! La date est écrite sous l'image du sablier.

Si le tube est expiré, ne l'utilisez pas et demandez-en un autre. pharmacie.

2. Vous devez d'abord prélever un échantillon de fèces dans un récipient propre et sec (par exemple un plat en plastique).

Ouvrez le tube en prenant soin de ne pas renverser le contenu liquide.

3. Introduisez le bâtonnet dans différentes parties de l'échantillon de fèces (3 à 4 points suffisent).

Il suffit que le bâton devienne « sale » avec des matières fécales.

4. réinsérez le bâtonnet dans l'éprouvette en prenant soin de ne pas salir l'extérieur.

5. fermer le tube à essai en exerçant une légère pression sur le bouchon.

Vérifiez que le tube est bien fermé.

6. insérez le tube à essai dans le sachet approprié e

conservez-le au réfrigérateur jusqu'à son retour,

qui doit avoir lieu DANS LES 48 HEURES suivant la collecte des selles.

NOUS VOUS RAPPELONS QUE:

- il n'est pas nécessaire de suivre un régime particulier avant de collecter les selles/fèces.

- le prélèvement de selles/fèces ne doit pas être effectué pendant la période menstruelle.

- en cas de saignement visible au niveau du côlon, consultez votre médecin avant d'effectuer l'examen.

- pour toute information complémentaire, contacter le Centre de Dépistage/screening aux coordonnées indiquées sur la lettre de convocation.